



### 4%多聚甲醛/通用型组织固定液

产品编号	产品名称	规格
CK0014-500ML	4%多聚甲醛/通用型组织固定液	500ML

#### 产品说明:

本产品该固定液是免疫组织化学(IHC)和免疫细胞化学(ICC)研究中最常用的固定剂之一。较为温和,能很好地保存组织的抗原性和细微结构,适于组织标本和细胞片的较长期保存,非常适合组织和细胞的光镜免疫化学研究。本产品是用PBS配置的组织细胞固定液,可直接用于组织和细胞固定。

#### 使用方法(仅供参考):

组织固定:室温或4℃浸泡固定24h左右,用缓冲液漂洗后即可石蜡或碳蜡或塑封包埋

细胞固定:室温或4℃固定10-30min,用缓冲液漂洗后即可用于染色。

#### 保存方法:

常温保存,保质期一年。

**Note : For laboratory use only. Not for drug, household or other uses.**